

Anticorpo Policlonal Anti-IL22Ra1 Para Wb, Elisa - Q8N6P7

Número do item: CM0016181



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL22RA1 humano (IL22R, CRF2-9), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular previsto de 63 kDa. Uma ferramenta valiosa para pesquisas de sinalização de IL-22.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL22RA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58985
ID do Gene	58985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-230 do IL22RA1 humano (NP_067081.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6P7
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo