


Anticorpo Monoclonal Anti-IL23R Para Fc - Q5Vwk5

Número do item: CM0011771



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de interleucina-23 humana (IL23R), conjugado com . Desenhado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o receptor envolvido na ativação de células T e células NK, com implicações em autoimunidade e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL23R mAb
Observações/Apelido	PSORS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	149233
GeneID	149233
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5VWK5
Peso Proteico	41kDa/43kDa/72kDa
Envio	Saco de gelo