


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL23R Para Fc, Elisa - Q5Vwk5

Número do item: CM0009010



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IL23R para citometria de fluxo (FC) e ELISA. Reconhece IL23R humano (SwissProt Q5VWK5). Uma ferramenta chave para estudar a sinalização de IL-23 na imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL23R Coelho mAb
Observações/Apelido	PSORS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	149233
GeneID	149233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-353 da IL23R humana (NP_653302.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5VWK5
Peso da Proteína	41kDa/43kDa/72kDa
Envio	Bolsa de gelo