


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13007

Número do item: CM0020188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL24 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Para pesquisas sobre resposta imune mediada por IL24, oncogênese e sinalização de citocinas antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IL24 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
Espécie	Humana
GeneID (humano)	11009
GeneID	11009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-140 da IL24 humana (NP_001172085.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q13007
Peso da proteína	24 kDa
Transporte	Gelo reutilizável