

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL26 Para Wb, Elisa - Q9Nph9

Número do item: CM0005754

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para Interleucina-26 humana (IL26). Validado para Western blotting e ELISA. Adequado para pesquisa de imunidade de mucosa e doença inflamatória intestinal. Banda prevista ~20kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL26 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AK155; IL-26; IL26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55801
GeneID	55801
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-154 da IL26 humana (NP_060872.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPH9
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo