

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL26 Para Wb, Elisa - Q9Nph9

Número do item: CM0021753

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado à IL26 humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage com IL26 de camundongo. Indicado para estudos de imunidade mucosas, doença inflamatória intestinal e sinalização por citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL26 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AK155; IL-26; IL26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55801
GeneID	55801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-100 da IL26 humana (NP_060872.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NPH9
Peso Molecular da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo