


Anticorpo Policlonais Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Para Wb, Elisa - P14784

Número do item: CM0028232



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a IL2RB humana (CD122/IL15RB), validado para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização do receptor de IL-2 e IL-15.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL2RB Coelho pAb
Observações/Alias	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3560
ID do Gene	3560
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 316-431 da IL2RB humana (NP_000869.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14784
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo