

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL3 Para Wb, Elisa - P08700

Número do item: CM0030912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa IL-3 (interleucina-3, UniProt P08700), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com IL-3 humana e de camundongo, um fator de crescimento hematopoiético chave. Imunogênio recombinante (aa20-152). Ideal para pesquisa de citocinas e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3562
GeneID	3562
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-152 da IL3 humana (NP_000579.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08700
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo