

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL31 Para Wb, Elisa - Q6Ebc2

Número do item: CM0015777

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL-31 humana, validado para Western blot e ELISA. Reconhece IL-31 humana, de camundongo e de rato. Projetado para pesquisa em sinalização de citocinas e imunidade cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL31 Rabbit pAb
Observações/Alias	IL-31; IL31
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	386653
ID do Gene	386653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-164 da IL31 humana (NP_001014358.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q6EBC2
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo