

Anticorpo Policlonal Anti-IL31Ra Para Wb, Elisa - Q8Ni17

Número do item: CM0029612



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade alfa do receptor de interleucina-31 humana (IL31RA). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Explore o prurido e a imunidade cutânea mediados pela IL31.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL31RA Rabbit pAb
Observações/Alias	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Espécie	Humana
ID do Gene	133396 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-321 da IL31RA humana (NP_001284501.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8Ni17
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo