

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL33 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Número do item: CM0006954



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra IL-33 humana (IL-1F11, NF-HEV). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Concebido para investigadores que estudam respostas imunes Th2, inflamação alérgica e regulação transcricional nuclear. Enviado em saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL33 mAb de Coelho
Observações/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Espécie	Humano
Gene ID (Humano)	90865
Gene ID	90865
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 109-270 da IL33 humana (NP_001300974.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95760
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo