


Anti-IL33 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - O95760

Número do item: CM0031073



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IL33 da CamelBio para WB e ELISA, detectando IL33 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudar a diferenciação Th2, sinalização de alarmina e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-IL33 Anticorpo Policlonal de Coelho
Observações/Apeliido	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Espécie	Humano
GeneID (humano)	90865
GeneID	90865
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-190 do IL33 humano (NP_254274.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95760
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo