


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL33 Para Wb, Elisa - Q8Bvz5

Número do item: CM0019299



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL-33 de camundongo, validado para WB e ELISA. Detecta IL-33 de camundongo e rato. Adequado para estudar a resposta Th2, a função de alarmina e a regulação transcricional nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL33 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IL-33; IL1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	90865
GeneID (Camundongo)	77125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 109-266 da IL-33 de camundongo (NP_598536.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8BVZ5
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Em bolsa de gelo