


Anticorpo Policlonal Anti-IL36A Para Wb, Elisa - Q9Uha7

Número do item: CM0030883



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL36A humano (FIL1 epsilon, IL-1F6) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização IL-36 em doenças inflamatórias da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL36A pAb de Coelho
Observações/Apelido	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27179
GeneID	27179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-158 do IL36A humano (NP_055255.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHA7
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo