


Anticorpo Policlonal Anti-IL36G Para Wb, Elisa - Q9Nzh8

Número do item: CM0025748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à IL36G humana, uma citocina da família IL-1. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar respostas inflamatórias, psoríase e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL36G Coelho pAb
Observações/Apelido	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56300
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 da IL36G humana (NP_062564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZH8
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo