

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL36R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Número do item: CM0014708



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL36R humano (semelhante ao receptor de IL-1 2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Adequado para o estudo da sinalização de IL-36 em respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IL36R Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8808
ID do gene	8808
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 de IL36R humano (NP_003845.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9HB29
Peso da proteína	65 kDa
Transporte	Bolsa de gelo