


## Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-IL3Ra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26951

Número do item: CM0025031



### introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a IL3RA (CD123) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de células hematopoiéticas e leucemia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IL3RA pAb de Coelho                                                                                              |
| Observações/Alias   | IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alfa, IL3RA                                                    |
| Espécie             | Humana                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 3563                                                                                                             |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da IL3RA humana (NP_002174.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                         |
| SWISS               | P26951                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 43kDa                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                    |