


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IL4 Para Wb E Elisa - P05112

Número do item: CM0005739



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à interleucina-4 humana (IL4), validado para aplicações em Western blot e ELISA. Ideal para investigar a ativação de células B, a troca de classe de IgE e a sinalização de citocinas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4 Rabbit mAb
Observações/Ândice	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3565
ID do Gene	3565
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-153 da IL4 humana (NP_000580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05112
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Transporte	Saco de gelo