

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL4 Para Wb, Elisa - P07750

Número do item: CM0006910

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à IL-4 de camundongo, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de regulação imunológica, inflamação e resposta de linfócitos B. - P07750.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4 mAb de Coelho
Observações/Alias	IL-4; BSF-1; IL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3565
GeneID	16189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-140 da IL4 de camundongo (NP_067258.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07750
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo