

Anticorpo Policlonal Anti-IL4I1 Para Wb, Elisa - Q96Rq9

Número do item: CM0025950

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL4I1 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece IL4I1 humano, de rato e de camundongo. Útil para pesquisas em imunologia e oncologia envolvendo L-aminoácido oxidase e a via AHR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4I1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	259307
GeneID	259307
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-220 da IL4I1 humana (NP_690863.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RQ9
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de Gelo