

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL4R Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24394

Número do item: CM0017420



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IL4R humano (CD124). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de alergias e diferenciação Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4R pAb Coelho
Observações/Apelido	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3566
GeneID	3566
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-232 do IL4R humano (NP_000409.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24394
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Sacola de gelo