


Anticorpo Policlinal De Coelho Anti-IL5Ra Para Wb, Elisa - Q01344

Número do item: CM0030078



introdução

pAb de Coelho IL5RA validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Alfa o receptor de interleucina-5, essencial para a biologia de eosinófilos. Ideal para desenvolvimento de ensaios IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IL5RA
Observações/Apelido	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
Espécie	Humano
ID do Gene	3568
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-335 do IL5RA humano (NP_783855.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01344
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo