


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL6R Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

Número do item: CM0024101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL6R humano, validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de IL6 em inflamação, imunidade e doenças crônicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL6R Rabbit pAb
Observações/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIE55; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Espécie	Humano
GeneID	3570
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-320 de IL6R humano (NP_000556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08887
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo