


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL6St Para Wb, If/Icc, Elisa - P40189

Número do item: CM0020300



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à IL6ST humana (gp130, CD130), adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL6ST Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3572
GeneID	3572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 751-918 da IL6ST humana (NP_002175.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40189
Peso Proteico	104kDa
Envio	Em saco de gelo