


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL6St Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

Número do item: CM0016990



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a IL6ST/gp130 (CD130) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de citocinas da família IL-6, resposta imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL6ST Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3572
ID do Gene	3572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 678-857 da IL6ST humana (NP_001177910.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40189
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo