

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL7 Para Wb, Elisa - P13232

Número do item: CM0007463



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra a IL-7 humana. Validado para WB e ELISA. A IL-7 é uma citocina hematopoiética essencial que regula o desenvolvimento das células T e B. Peso da proteína: 20 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IL7
Observações/alias	IL-7; IL7
Espécie	Humana
GeneID	3574 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-177 da IL7 humana (NP_000871.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13232
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo