

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL7 Para Wb, Elisa - P13232

Número do item: CM0022153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a interleucina-7 humana (IL-7), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre o desenvolvimento de linfócitos, a homeostase de células T e B e as vias de sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-IL7
Observações/Alias	IL-7; IL7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3574
GeneID	3574
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 26-177 da IL7 humana (NP_000871.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P13232
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo