


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

Número do item: CM0006502



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL8 (Interleucina-8) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Tem como alvo uma quimiocina envolvida na inflamação e na quimiotaxia de neutrófilos. Imunogénio: proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL8 mAb de Coelho
Observações/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAIP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3576
ID do Gene	3576
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-99 da IL8 humana (NP_000575.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10145
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Saco de gelo