


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL8 Para Wb E Elisa - P10145

Número do item: CM0015279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à IL-8/CXCL8 humana, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a quimiotaxia de neutrófilos e respostas inflamatórias. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IL8 Rabbit pAb
Observações/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3576
GeneID	3576
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-99 da IL8 humana (NP_000575.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10145
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo