


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL8 Para Wb, Elisa - P10145

Número do item: CM0020426



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à interleucina-8 humana (IL-8/CXCL8), validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para o estudo de respostas inflamatórias mediadas por quimiocinas e ativação de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3576
GeneID	3576
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo