

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL9 Para Wb, Fc, Elisa - P15248

Número do item: CM0007697



introdução

Este anticorpo monoclonal recombinante de coelho tem como alvo a IL-9 humana (SWISS: P15248). Validado para Western blot, citometria de fluxo (intracelular) e ELISA, é ideal para estudar respostas imunitárias contra parasitas, diferenciação de células T e função dos mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	IL9 Rabbit mAb
Observações/Apelido	P40; HP40; IL-9; IL9
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3578
GeneID	3578
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-144 da IL9 humana (NP_000581.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC (intra), ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P15248
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo