

Anticorpo Policlonal Anti-IL9R (Coelho) Para Wb E Elisa - Q01113

Número do item: CM0028325



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de IL-9 humano (IL9R, CD129). Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Apoia pesquisas de imunologia e parasitologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL9R pAb Coelho
Observações/Apelido	CD129; IL-9R; IL9R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3581
ID do Gene	3581
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IL9R humano (XP_011529456.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01113
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo