

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ilf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12905

Número do item: CM0010930

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ILF2 humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA, com ampla reatividade (humano, camundongo, rato). Ideal para estudos de transcrição e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ILF2 mAb de Coelho
Observações/Alias	NF45; PRO3063; ILF2
Espécie	Humano
GeneID	3608
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do ILF2 humano (Q12905)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12905
Peso da Proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo