

Anticorpo Policlonal Anti-ILf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12906

Número do item: CM0021280



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ILF3 (NF90), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em espécies humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar proteínas de ligação a RNA na biogênese de circRNA, regulação transcricional e defesa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ILF3 Rabbit pAb
Observações/Alíase	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3609
GeneID	3609
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da ILF3 humana (NP_036350.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12906
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo