

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ilf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12906

Número do item: CM0004174



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra ILF3 humana (UniProt Q12906). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 95kDa. Ideal para investigar biogênese de circRNA, regulação transcricional e respostas antivirais inatas.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	ILF3 mAb de Coelho
Observações/Alíase	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3609
GeneID	3609
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 de ILF3 humano (Q12906)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12906
Peso Proteico	95kDa
Transporte	Bolsa de gelo