

Anticorpo Policlonal Anti-Ilk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13418

Número do item: CM0012869



introdução

ILK Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína de suporte ILK, validado para WB, IHC-P e ELISA. Ele apresenta reação cruzada com ILK humano, de camundongo e rato, apoiando estudos de adesão celular, migração e dinâmica de adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ILK Rabbit pAb
Observações/Apelido	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3611
GeneID	3611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da ILK humana (NP_001014795.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13418
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo