


## Anticorpo Monoclonal Anti-Ilt5/Cd85A (Lilrb3) ( ) Para Citometria De Fluxo - O75022

Número do item: CM0011595



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra ILT5/CD85a (LILRB3) humano para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas; detecta o receptor inibitório de 69-71 kDa em monócitos e células B.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | IgG de coelho anti-ILT5/CD85a humano                                                                                            |
| Observações/Apelidos | LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor B3 semelhante à imunoglobulina de leucócitos        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano)  | 11025                                                                                                                           |
| ID do Gene           | 11025                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-418 de ILT5/CD85a humano (NP_006855.3). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação            | FC                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                          |
| SWISS                | O75022                                                                                                                          |
| Peso da Proteína     | 69 kDa/71 kDa                                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                   |