

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Imm2L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96T52

Número do item: CM0019354

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IMM2L humana (proteína semelhante a IMP2), uma protease da membrana interna mitocondrial envolvida na importação de proteínas e apoptose. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IMM2L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IMM2L; IMM2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; subunidade 2 da protease da membrana interna mitocondrial
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	83943
GeneID	83943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-175 da IMM2L humana (NP_001231535.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96T52
Peso da Proteína	12 kDa/19 kDa
Envio	Bolsa de gelo