

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Immt Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q16891

Número do item: CM0027135

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IMMT humano (Mitofilina, MIC60) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de arquitetura da membrana mitocondrial interna e morfologia das cristas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IMMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
Espécie	Humano
ID do Gene	10989
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-270 do IMMT humano (NP_006830.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16891
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo