


Anticorpo Policlonal Anti-Impa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Número do item: CM0026471



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IMPA1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a inositol monofosfatase 1 (IMPA1), uma enzima chave na sinalização de fosfatidilinositol e na via sensível ao lítio. Ideal para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IMPA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Espécie	Humano
ID do Gene	3612
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 do IMPA1 humano (NP_005527.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29218
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo