


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Impdh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20839

Número do item: CM0028436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IMPDH1 humano (P20839), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Enzima chave na biossíntese de nucleotídeos de guanina, ideal para pesquisa de crescimento celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IMPDH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3614
ID do Gene	3614
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 434-563 do IMPDH1 humano (NP_899066.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20839
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo