


Anticorpo Policlonal Anti-Impdh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Número do item: CM0025319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho IMPDH2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece IMPDH2 humano, de camundongo e rato (~56 kDa), uma enzima chave na síntese de nucleotídeos de guanina. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos de metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IMPDH2 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Espécie	Humano
GeneID	3615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-514 do IMPDH2 humano (NP_000875.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12268
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo