


Anticorpo Policlonal Anti-Impdh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12268

Número do item: CM0017531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho IMPDH2 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Alvo inosina-5'-monofosfato desidrogenase 2, uma enzima chave na síntese de nucleotídeos de guanina de novo (SWISS P12268).

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	IMPDH2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3615
GeneID	3615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-514 do IMPDH2 humano (NP_000875.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12268
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo