

Anti-Importin Alfa 5/Kpna1 Mab De Coelho - P52294

Número do item: CM0007261



introdução

Anticorpo monoclonal contra Importin Alfa 5 (KPNA1) humano validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar mecanismos de transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Importin Alfa 5/KPNA1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importin Alfa 5/KPNA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3836
GeneID	3836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da Importin Alfa 5/KPNA1 humana (NP_002255.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52294
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo