


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Inadl Para Wb, Elisa - Q8Ni35

Número do item: CM0024778



introdução

O INADL Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho produzido contra INADL humano utilizando um imunógeno de péptido sintético. É recomendado para WB e ELISA, reconhecendo INADL humano e de rato, uma proteína de andaime de junções apertadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INADL Rabbit pAb
Observações/Alias	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10207
ID do Gene	10207
Imunógeno	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NI35
Peso Proteico	196kDa
Envio	Saco de gelo