


Anticorpo Policlonal Anti-Incenp Para Wb E Elisa - Q9Nqs7

Número do item: CM0018338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INCENP humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para detecção de INCENP em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa de mitose e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	INCENP Rabbit pAb
Observações/Apelido	INCENP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3619
GeneID	3619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 785-914 do INCENP humano (NP_064623.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQS7
Peso Proteico	105kDa
Envio	Em saco de gelo