

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Indolethylamine N-Methyltransferase (Temt) Para Wb, Elisa - 095050

Número do item: CM0002510



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a Indolethylamine N-methyltransferase (TEM1) humana, adequado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda em ~29 kDa; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas de metilação e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEM1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TEM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11185
ID do Gene	11185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do TEM1 humano (095050)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	095050
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo