

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ing1 Para Wb E Elisa - Q9Uk53

Número do item: CM0027577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ING1 humana, validado para WB e ELISA. ING1 é um supressor tumoral que coopera com p53 na regulação do crescimento celular. PM previsto: 47kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ING1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3621
GeneID	3621
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 80-180 da ING1 humana (NP_937862.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK53
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo