


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ing4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unl4

Número do item: CM0030974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ING4 humana (p29ING4), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo; ideal para pesquisa de supressão tumoral, cromatina e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ING4 Rabbit pAb
Observações/Alias	my036; p29ING4; ING4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51147
GeneID	51147
Imunógeno	`Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNL4
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo