


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Inhbb Para Wb, Elisa - P09529

Número do item: CM0030145



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a INHBB humana (Cadeia beta B da Inibina). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva, células-tronco e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INHBB Rabbit pAb
Observações/Alias	INHBB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3625
GeneID	3625
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 293-407 da INHBB humana (NP_002184.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09529
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo